


Anticuerpo Monoclonal Anti-Ratón IL-12 P40 Para Citometría De Flujo Intracelular - P43432

Número de artículo: CM0005194



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido a IL-12 p40 de ratón, validado para citometría de flujo intracelular. El inmunógeno recombinante garantiza especificidad para la investigación en inmunología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb anti-IL-12 p40 de ratón de conejo
Notas/Alias	p40; IL-12b; IL12p40; IL-12p40
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	3593
GeneID	16160
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 23-335 de IL-12 p40 de ratón (NP_001290173.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (intracelular)
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P43432
Peso de proteína	38kDa
Envío	Bolsa de hielo