

Anticuerpo Monoclonal Anti-Ratón IL-33R/St2 () Para Citometría De Flujo - P14719

Número de artículo: CM0004670



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido a IL-33R/ST2 de ratón, validado para citometría de flujo. Ideal para investigación en inmunología, perfiles de células inmunitarias y estudios de modelos de enfermedades.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb Rabbit anti-Mouse IL-33R/ST2
Observaciones/Alias	T1; St2; DER4; Ly84; ST2L; Fit-1; T1/ST2; St2-rs1
Especie	Ratón
ID del gen (Humano)	9173
ID del gen (Ratón)	17082
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 27-332 de IL-33R/ST2 de ratón (NP_001020773.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P14719
Peso de la proteína	38kDa/65kDa
Envío	Bolsa de hielo