


Anticuerpo Monoclonal Anti-Ratón IL-33R/St2 Para Citometría De Flujo - P14719

Número de artículo: CM0012429



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra IL-33R/ST2 de ratón, optimizado para citometría de flujo. Adecuado para investigar la señalización de IL-33 en investigaciones sobre inmunidad innata y adaptativa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Conejo anti-Ratón IL-33R/ST2 mAb
Observaciones/Alias	T1; St2; DER4; Ly84; ST2L; Fit-1; T1/ST2; St2-rs1
Especie	Ratón
ID de Gen (Humano)	9173
ID de Gen	17082
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 27-332 de IL-33R/ST2 de ratón (NP_001020773.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P14719
Peso Proteico	38kDa/65kDa
Envío	Bolsa de hielo