

Anticuerpo Monoclonal Anti-Ratón IL1R1/Cd121A () Para Citometría De Flujo - P13504

Número de artículo: CM0005335

Introducción

mAb de conejo anti-ratón IL1R1/CD121a conjugado con , validado para citometría de flujo. Se dirige al receptor tipo 1 de IL-1 de ratón (67kDa, SWISS P13504); adecuado para investigación de inmunología e inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Conejo anti-Ratón IL1R1/CD121a mAb
Observaciones/Alias	IL-iR; CD121a; CD121b; IL-1R1; Il1r-1; IL-1R-1; IL-1RT1; IL-1RT-1; IL-1R-alpha
Especie	Ratón
GeneID (humano)	3554
GeneID	16177
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P13504
Peso Proteico	67kDa
Envío	Bolsa de hielo