

Anticuerpo Monoclonal Anti-Ratón IL4 (Apc) Para Fc - P07750

Número de artículo: CM0005762

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con APC contra la IL4 de ratón para citometría de flujo intracelular. Detecta específicamente la IL4 de ratón, una citoquina Th2 que regula la activación de células B, el cambio de clase a IgE y el desarrollo de células T.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	APC Conejo anti-Ratón IL4 mAb
Observaciones/Alíase	IL-4; BSF-1
Especie	Ratón
ID de Gen (Humano)	3565
ID de Gen	16189
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-140 de la IL4 de ratón (NP_067258.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC (intra)
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P07750
Peso Molecular de la Proteína	16 kDa
Envío	Bolsa de hielo