

Anticuerpo Monoclonal Anti-Integrina Alfa 1/Cd49A De Ratón () Para Citometría De Flujo - Q3V3R4

Número de artículo: CM0004661

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con
contra la integrina alfa 1/CD49a de ratón para
aplicaciones de citometría de flujo. Validado en
muestras de ratón. Peso molecular previsto:
130 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb anti-integrina alfa 1/CD49a de ratón, conejo,
Observaciones/Alias	Vla1; CD49A; E130012M19Rik
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	3672
GeneID	109700
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 29-1141 de la integrina alfa 1/CD49a de ratón (NP_001028400.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q3V3R4
Peso de la proteína	130 kDa
Envío	Bolsa de hielo