

Anticuerpo Monoclonal Anti-Ki67 De Ratón () Para Citometría De Flujo (Intracelular) - E9Pvx6

Número de artículo: CM0009789

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra Ki67 de ratón, un marcador de proliferación. Validado para citometría de flujo intracelular en muestras de ratón. Ideal para investigaciones del ciclo celular y la proliferación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	anticuerpo monoclonal de conejo anti-Ki67 de ratón
Observaciones/alias	Ki67; Ki-67; D630048A14Rik
Especie	Ratón
GeneID (humano)	4288
GeneID	17345
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1816-2163 de Ki67 de ratón (NP_001074586.2)
Fuente	conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (intra)
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	E9PVX6
Peso de la proteína	351 kDa
Envío	Bolsa de hielo