

Anticuerpo Monoclonal Anti-Ratón Ly-6A/E (Sca-1) Para Fc - P05533

Número de artículo: CM0008116

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-ratón Ly-6A/E (Sca-1) () validado para citometría de flujo. Se dirige a una proteína anclada a GPI involucrada en la activación de células T. Adecuado para investigación en inmunología de ratón y estudios de células madre.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo Anti-Ratón Ly-6A/E (Sca-1)
Observaciones/Alíase	Ly-6A.2, Ly-6A/E, Ly-6E.1, Sca-1, Sca1, TAP
Especie	Ratón
GenID	110454
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 27-111 del Ly-6A/E (Sca-1) de ratón (NP_034868.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P05533
Peso Proteico	114kDa
Envío	Bolsa de hielo