

Anticuerpo Monoclonal Anti-Ratón Ly-6G/Ly-6C (Gr-1) () Para Fc - P35461 / P0Cw02

Número de artículo: CM0009203

Introducción

Anticuerpo monoclonal de rata conjugado con dirigido contra Ly-6G/Ly-6C (Gr-1) de ratón para citometría de flujo. Permite la identificación fiable de granulocitos, monocitos y supresores de origen mieloide en investigación inmunológica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de rata anti-ratón Ly-6G/Ly-6C (Gr-1)
Observaciones/Alias	Gr1; Gr-1; Ly-6G
Especie	Ratón
ID del gen (Humano)	8600
ID del gen	546644/17067
Inmunógeno	Proteína recombinante de Ly-6G/Ly-6C (Gr-1) de ratón.
Origen	Rata
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P35461/P0CW02
Peso proteico	14kDa
Envío	Bolsa de hielo