


Anticuerpo Monoclonal Anti-Mhc De Clase Ii (I-A/I-E) De Ratón Para Citometría De Flujo - P18468 / P06342 / Q3U060 / P14435

Número de artículo: CM0010241



Introducción

Anticuerpo monoclonal de rata anti-MHC de clase II (I-A/I-E) de ratón conjugado con , validado para citometría de flujo. Ideal para fenotipado de células inmunes, análisis de histocompatibilidad y I+D diagnóstica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de rata anti-MHC de clase II (I-A/I-E) de ratón
Observaciones/Alias	Eb; Ia4; H2Eb; Ia-4; H-2Eb;IAb; Ia2; Ia-2; Abeta; H-2Ab; H2-Ab; Rmcs1; I-Abeta; Ia5; Ia-5; H-2Eb2; Iebeta2; A130038H09Rik; Ia1; H2Aa; Ia-1; H-2Aa; Aalpha; IAalpha; I-Aalpha
Especies	Ratón
ID de gen	14969 / 14961 / 381091 / 14960
Inmunógeno	Proteína recombinante de MHC de clase II (I-A/I-E) de ratón
Origen	Rata
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	Citometría de flujo (FC)
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P18468 / P06342 / Q3U060 / P14435
Peso proteico	26kDa / 30kDa / 32kDa
Envío	Bolsa de hielo