

Anticuerpo Monoclonal Anti-Pd-L2/Cd273/B7-Dc De Ratón () Para Citometría De Flujo - Q9Wul5

Número de artículo: CM0009971



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra PD-L2 de ratón (CD273/B7-DC), conjugado con para citometría de flujo. Reconoce un ligando de punto de control inmunitario que inhibe la proliferación de células T mediante la unión a PD-1. Ideal para la investigación de inmunología murina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Conejo anti-PD-L2/CD273/B7-DC de ratón mAb
Observaciones/Alias	Btdc; B7-DC; PD-L2; F730015O22Rik
Especie	Ratón
ID de Gen (Humano)	80380
ID de Gen	58205
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q9WUL5
Peso Proteico	28kDa
Envío	Bolsa de hielo