

Anticuerpo Policlonal Anti-Factor De Crecimiento Placentario (Plgf) De Ratón Para Wb Y Elisa - P49764

Número de artículo: CM0018882

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra el factor de crecimiento placentario (PIGF) de ratón. Validado para WB y ELISA, adecuado para estudios de angiogénesis y crecimiento de células endoteliales. Reacciona específicamente con el PIGF de ratón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra PIGF de ratón
Observaciones/Alias	PIGF; Plgf; PIGF de ratón
Especie	Ratón
ID del gen	18654
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-158 del PIGF de ratón (NP_032853.1)
Fuente	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P49764
Peso de la proteína	17 kDa
Envío	Bolsa de hielo