

## Anticuerpo Monoclonal Anti-Podoplanina De Ratón Para Fc - Q62011

Número de artículo: CM0011113



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con PE contra la podoplanina de ratón (Gp38/T1alpha), validado para citometría de flujo. Detecta específicamente la podoplanina de ratón, útil para investigación linfática y oncológica. SWISS: Q62011.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | PE Conejo anti-podoplanina de ratón mAb                                                                                                                              |
| Observaciones/Alias | E11; T1a; Gp38; OTS-8; T1alpha; RANDAM-2; T1-alpha                                                                                                                   |
| Especie             | Ratón                                                                                                                                                                |
| GeneID (Humano)     | 10630                                                                                                                                                                |
| GeneID              | 14726                                                                                                                                                                |
| Inmunógeno          | Proteína recombinante: proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-133 de la podoplanina de ratón (NP_034359.2). |
| Origen              | Conejo                                                                                                                                                               |
| Categoría           | Anticuerpos monoclonales                                                                                                                                             |
| Aplicación          | FC                                                                                                                                                                   |
| Reactividad cruzada | Ratón                                                                                                                                                                |
| SWISS               | Q62011                                                                                                                                                               |
| Peso de la proteína | 18kDa                                                                                                                                                                |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                                                       |