

Anticuerpo Monoclonal Anti-Ratón Siglec5/Siglec-F () Para Fc - Q920G3

Número de artículo: CM0009604

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-ratón Siglec5 (Siglec-F) conjugado con para citometría de flujo. Detecta lectina que se une al ácido siálico en ratón; adecuado para identificar células del linaje mieloide en médula ósea y sangre.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-ratón Siglec5
Observaciones/Alias	Siglec5; mSiglec-F
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	8778
GeneID	233186
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 18-437 del Siglec5 de ratón (NP_663556.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q920G3
Peso Molecular de la Proteína	61 kDa
Envío	Bolsa de hielo