

Anticuerpo Monoclonal Anti-Tcr Γ/Δ De Ratón - Tcr Γ/Δ

Número de artículo: CM0007809

Introducción

Anticuerpo monoclonal conjugado de hámster armenio anti-TCR γ/δ de ratón, validado para citometría de flujo. Detecta células T TCR γ/δ + de ratón. Inmunógeno recombinante, específico para ratón. Ideal para la investigación en inmunología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb anti-TCR γ/δ de ratón
Observaciones/Alias	Tcrdelta; TCRGV1S1; TCRGV2S1; TCRGV3S1; TCRGV5S3
Especie	Ratón
ID del gen	110066/110067
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Hámster armenio
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
Envío	Bolsa de hielo