

Anticuerpo Policlonal Anti-Ythdc1 De Ratón Para Wb - E9Q5K9

Número de artículo: CM0024134

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Ythdc1 de ratón, validado en WB y ELISA. Se dirige a los aminoácidos 597-736. Adecuado para la investigación de unión a ARN m6A y splicing alternativo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo Anti-Ythdc1 de Ratón
Observaciones/Alias	mKIAA1966; A730098D12Rik; Ythdc1 de Ratón
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	91746
GeneID (Ratón)	231386
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 597-736 de Ythdc1 de ratón (NP_808348.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	E9Q5K9
Peso Proteico	85kDa
Envío	Bolsa de hielo