

Anticuerpo Policlonal Conejo Anti-Ratón Zfp541 - Zfp541

Número de artículo: CM0015222

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra Zfp541 de ratón, adecuado para WB y ELISA. Detecta Zfp541 de ratón y rata. Inmunógeno: proteína recombinante (aa 1-300). Peso molecular predicho: 141kDa/148kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Zfp541 pAb Conejo
Observaciones / Alias	Znf541; EG666528; Zfp541
Especie	Ratón
ID Gen (Humano)	84215
ID Gen (Ratón)	666528
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-300 de Zfp541 de ratón (NP_001092747.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
Peso Proteico	141kDa/148kDa
Envío	Bolsa de hielo