

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd31/Pecam1 De Ratón/Ratón Conjugado Con Para Citometría De Flujo - Q08481

Número de artículo: CM0009463

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra CD31/PECAM1 de ratón/ratón. Validado para citometría de flujo, ideal para investigación de migración transendotelial de leucocitos, adhesión de células endoteliales y biología vascular. Reconoce especies de ratón y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD31/PECAM1 de Ratón/Rata
Observaciones/Alias	Cd31; Pecam; PECAM-1
Especies	Ratón
GeneID (humano)	5175
GeneID	18613
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 18-220 del CD31 de ratón (NP_001292086.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q08481
Peso Proteico	69kDa/77kDa/80kDa/81kDa
Envío	Bolsa de hielo