

Anticuerpo Monoclonal Anti-Ratón/Rata Cd90.1 Para Citometría De Flujo - P01831

Número de artículo: CM0010957

Introducción

Anticuerpo monoclonal de ratón conjugado con específico para la glicoproteína de membrana CD90.1 (Thy-1) de ratón/rata. Validado para citometría de flujo (FC). Reconoce el objetivo anclado a GPI implicado en interacciones célula-célula. Ideal para inmunofenotipificación e investigación neuronal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Ratón anti-Ratón/Rata CD90.1 mAb
Observaciones/Alias	T25; CD90; Thy-1; Thy1.1; Thy1.2; Thy-1.2
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	7070
GeneID	21838
Inmunógeno	Proteína recombinante de CD90.1 de ratón/rata
Fuente	Ratón
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cross	Ratón, Rata
SWISS	P01831
Envío	Bolsa de hielo