

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Mov10 Para Wb, Elisa - Q9Hce1

Número de artículo: CM0012377

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la helicasa de ARN MOV10; validado para WB y ELISA; detecta MOV10 humano, de ratón y de rata; para estudios sobre inmunidad antiviral, retrotransposición y silenciamiento mediado por microARN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MOV10 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	gb110; fSAP113; MOV10
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4343
GeneID	4343
Inmunógeno	Péptido Sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9HCE1
Peso Proteico	114kDa
Envío	Bolsa de hielo