

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mpdz Para Wb, Elisa - O75970

Número de artículo: CM0017927



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la proteína con múltiples dominios PDZ (MPDZ/MUPP1), validado para WB y ELISA. Presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para la investigación de la plasticidad sináptica y las uniones estrechas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MPDZ pAb de conejo
Observaciones/Alias	HYC2; MUPP1; MPDZ
Especie	Humano
GeneID	8777
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1100-1380 de MPDZ humano (NP_003820.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	O75970
Peso de la proteína	222 kDa
Envío	Bolsa de hielo