


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mpg (Validado Por Ko) Para Wb, Elisa - P29372

Número de artículo: CM0024197



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo validado contra MPG (AAG), una ADN-3-metiladenina glicosilasa implicada en la reparación por escisión de bases. Adecuado para WB, ELISA con reactividad cruzada a humano, ratón, rata - P29372.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KO] MPG pAb de Conejo
Observaciones/Alias	AAG; MDG; ADPG; APNG; Mid1; anpg; PIG11; PIG16; CRA36.1; PG
Especie	Humano
ID de Gen	4350
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-293 del MPG humano (NP_001015052.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P29372
Peso Proteico	33kDa
Envío	Bolsa de hielo