

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mpi Para Wb, Elisa - P34949

Número de artículo: CM0026128

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra MPI humana, validado para WB y ELISA con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para el estudio de la glicosilación y los trastornos congénitos de la glicosilación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MPI Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PMI; PMI1; CDG1B; MPI
Especie	Humano
GenelD (Humano)	4351
GenelD	4351
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-423 de la MPI humana (NP_002426.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P34949
Peso de la Proteína	47kDa
Envío	Bolsa de hielo