


Anticuerpo Policlonal Anti-Mpp1 Para Wb, Elisa - Q00013

Número de artículo: CM0028371



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a MPP1 (proteína de membrana de eritrocitos de 55 kDa). Adecuado para WB y ELISA, con reactividad cruzada para humano y ratón. Ideal para investigación sobre polaridad de neutrófilos y función de proteínas de membrana.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MPP1 Rabbit pAb
Notas/Alias	MRG1, PEMP, AAG12, EMP55, DXS552E, MPP1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	4354
ID del Gen	4354
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-270 de la MPP1 humana (NP_002427.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q00013
Peso Molecular	52kDa
Envío	Bolsa de hielo