

Anticuerpo Policlonal Anti-Mpzl1 Para Wb Y Elisa - 095297

Número de artículo: CM0013095



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra MPZL1 humano (PZR), validado para Western blot y ELISA. Detecta el receptor de superficie celular de 29 kDa implicado en la señalización inducida por ConA y la motilidad mediada por integrinas, con reactividad cruzada con ratón y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra MPZL1
Observaciones/Sinónimos	PZR; PZRα; PZRβ; PZR1b; MPZL1b; MPZL1
Especie	Humano
GeneID	9019
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 195-269 de MPZL1 humano (NP_003944.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	O95297
Peso molecular de la proteína	29 kDa
Envío	Bolsa de hielo