


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Mras Para Wb, Elisa - O14807

Número de artículo: CM0003853



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra Mras humano (R-Ras3), generado contra un péptido sintético (aa 109-208). Validado para WB y ELISA, reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para estudiar la señalización Ras-MAPK en investigación oncológica y de neurociencia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Mras Rabbit mAb
Observaciones/Alias	NS11; M-RAs; RRAS3; R-RAS3; Mras
Especie	Humano
ID de Gen	22808
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 109-208 de Mras humano (O14807)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O14807
Peso Proteico	24kDa
Envío	Bolsa de hielo