

Anticuerpo Policlonal Anti-Mrc2 Para Wb, Elisa - Q9Ubg0

Número de artículo: CM0028544



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra MRC2 humano (CD280, UPARAP, ENDO180), validado para WB y ELISA. Detecta MRC2 endógeno a ~167 kDa en muestras humanas y de ratón. Ideal para investigaciones sobre cáncer y remodelación de colágeno.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MRC2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CD280; UPARAP; CLEC13E; ENDO180; MRC2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9902
GeneID	9902
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 120-300 del MRC2 humano (NP_006030.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9UBG0
Peso Proteico	167kDa
Envío	Bolsa de hielo