


Anticuerpo Policlonal Anti-Mre11 Para Wb, Ip, Elisa - P49959

Número de artículo: CM0018165



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra MRE11 validado para WB, IP y ELISA. Detecta MRE11 endógeno en muestras humanas y de rata. Se dirige contra la proteína MRE11 de reparación de roturas de doble cadena, un componente clave del complejo MRN esencial para la respuesta al daño del ADN y la estabilidad genómica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MRE11 pAb de conejo
Observaciones/Alias	ATLD; HNGS1; MRE11A; MRE11B; MRE11
Especie	Humana
GeneID (humano)	4361
GeneID	4361
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 290-485 de MRE11 humano (NP_005582.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, rata
SWISS	P49959
Peso molecular de la proteína	81 kDa
Envío	Bolsa de hielo