

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Mre11 Para Wb, Elisa, Chip - P49959

Número de artículo: CM0005448

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra MRE11 humano (P49959), validado para WB, ELISA y ChIP. Reacciona con seres humanos y ratón. Fundamental para la investigación en reparación de roturas de doble cadena del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb anti-MRE11 de conejo
Observaciones/Alias	ATLD; HNGS1; MRE11A; MRE11B; MRE11
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	4361
ID del gen	4361
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 400-500 de MRE11 humano (P49959).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA, ChIP
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P49959
Peso de la proteína	81kDa
Envío	Bolsa de hielo