


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mre11 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P49959

Número de artículo: CM0024673



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra MRE11 humano, validado para WB, IHC-P y ELISA. Detecta MRE11 (81 kDa) en muestras humanas y de ratón. Ideal para investigación en reparación de ADN y telómeros.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo MRE11
Observaciones/Alias	ATLD; HNGS1; MRE11A; MRE11B; MRE11
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4361
GeneID	4361
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-302 de MRE11 humano (NP_005582.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P49959
Peso Proteico	81kDa
Envío	Bolsa de hielo