

Anticuerpo Policlonal Anti-Mrfap1 Para Wb Y Elisa - Q9Y605

Número de artículo: CM0028589

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra MRFAP1 humano (proteína asociada a la familia MORF4 1), validado para Western blot y ELISA. Inmunógeno recombinante; peso molecular 15 kDa. Apto para investigación en regulación de la transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MRFAP1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	PGR1, PAM14, MRFAP1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	93621
GeneID	93621
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-127 de MRFAP1 humano (NP_150638.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9Y605
Peso Proteico	15kDa
Envío	Bolsa de hielo