


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mrgprx1 Para Wb Y Elisa - Q96Lb2

Número de artículo: CM0016201



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-MRGPRX1 validado para WB y ELISA. Detecta MRGPRX1 humano (36 kDa), reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación sobre mecanismos de picor y dolor.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MRGPRX1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GPCR, MGRG2, MRGX1, SNSR4, MRGPRX1
Especie	Humano
ID del Gen	259249 (Humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 263-322 del MRGPRX1 humano (NP_671732.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q96LB2
Peso Proteico	36kDa
Envío	Bolsa de hielo