

## Anticuerpo Policlonal Anti-Mri1 Para Wb Y Elisa - Q9Bv20

Número de artículo: CM0014314



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Mri1 humano (M1Pi/MTNA/MRDI) para Western blot y ELISA. Detecta una banda de ~39 kDa; reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para estudios sobre el metabolismo de la metionina y la invasión celular.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | Mri1 Rabbit pAb                                                                                                                                            |
| Observaciones/Alias | M1Pi; MRDI; MTNA; Ypr118w; Mri1                                                                                                                            |
| Especie             | Humano                                                                                                                                                     |
| GeneID (Humano)     | 84245                                                                                                                                                      |
| Inmunógeno          | Proteína recombinante   Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-369 de Mri1 humano (NP_001026897.1) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                                                     |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                                                   |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                                                  |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                                        |
| SWISS               | Q9BV20                                                                                                                                                     |
| Peso Proteico       | 39kDa                                                                                                                                                      |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                                             |