


Anticuerpo Policlonal Anti-Mrm3 Para Wb, Elisa - Q9Hc36

Número de artículo: CM0027873



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra MRM3 humana (ARNr metiltransferasa 3, mitocondrial), diseñado para aplicaciones de Western blot y ELISA. Útil para el estudio de la metilación del ARNr mitocondrial y vías reguladoras relacionadas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MRM3 Rabbit pAb
Notas/Alias	RMTL1; RNMTL1; MRM3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	55178
GeneID	55178
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-420 de MRM3 humana (NP_060616.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9HC36
Peso Molecular	47kDa
Envío	Bolsa de hielo