


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Mrp1/Abcc1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P33527

Número de artículo: CM0004809



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo que se dirige a MRP1/ABCC1 humano (Proteína asociada a la multirresistencia a fármacos 1), validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Peso molecular: 172 kDa. Solo para uso en investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MRP1/ABCC1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	MRP; ABCC; GS-X; MRP1; ABC29; DFNA77; MRP1/ABCC1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4363
GeneID	4363
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 210-304 de MRP1/ABCC1 humano (NP_004987.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P33527
Peso Proteico	172kDa
Envío	Bolsa de hielo