


Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Mrp1/Abcc1 Para Wb Y Elisa - P33527

Número de artículo: CM0013791



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo dirigido contra MRP1/ABCC1 humano, una proteína asociada a resistencia multimedicamente de 172 kDa. Validado para WB y ELISA. Ideal para estudios de resistencia a fármacos y función de transportadores ABC.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MRP1/ABCC1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MRP, ABCC, GS-X, MRP1, ABC29, DFNA77, MRP1/ABCC1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4363
GeneID	4363
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 850-960 de MRP1/ABCC1 humano (NP_004987.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P33527
Peso de la Proteína	172kDa
Envío	Bolsa de hielo