

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mrp1/Abcc1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P33527

Número de artículo: CM0031092



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra MRP1/ABCC1 humano (172 kDa, P33527). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con MRP1 de ratón y rata. Adecuado para estudios de resistencia a múltiples fármacos y transporte.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MRP1/ABCC1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MRP; ABCC; GS-X; MRP1; ABC29; DFNA77; MRP1/ABCC1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	4363
ID del Gen	4363
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 850-960 de MRP1/ABCC1 humano (NP_004987.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P33527
Peso Molecular de la Proteína	172kDa
Envío	Bolsa de hielo