

Anticuerpo Policlonal Anti-Mrp4/Abcc4 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O15439

Número de artículo: CM0023904



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra MRP4/ABCC4, un transportador de resistencia multidroga. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA en humano, ratón y rata. Ideal para el estudio de resistencia a fármacos, señalización celular y mecanismos de transporte.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	MRP4/ABCC4 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MRP4; MOATB; MOAT-B; MRP4/ABCC4
Especie	Humano
GeneID	10257
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1067-1325 de MRP4/ABCC4 humano (NP_005836.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O15439
Peso Proteico	150kDa
Envío	Bolsa de hielo