

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Mrp4/Abcc4 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - O15439

Número de artículo: CM0005127



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo validado por KD dirigido a MRP4/ABCC4 humano (proteína 4 asociada a la multirresistencia a fármacos). Ideal para WB, IF-P, IHC-P y ELISA. Detecta una proteína de 150 kDa; el inmunógeno cubre la región C-terminal (aa 1067-1325). Adecuado para la investigación de transporte de fármacos y resistencia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KD] mAb de Conejo MRP4/ABCC4
Observaciones/Alias	MRP4; MOATB; MOAT-B; C4
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10257
GeneID	10257
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1067-1325 de MRP4/ABCC4 humano (NP_005836.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	O15439
Peso Proteico	150kDa
Envío	Bolsa de hielo