

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mrp4/Abcc4 Para Wb, Elisa - O15439

Número de artículo: CM0020306



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la subfamilia C de la caja de unión a ATP miembro 4 (ABCC4/MRP4) humana, validado para Western blot y ELISA. Ideal para estudiar la resistencia a fármacos, el transporte y las vías de señalización celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MRP4/ABCC4 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MRP4; MOATB; MOAT-B; MRP4/ABCC4
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10257
GeneID	10257
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1067-1325 de MRP4/ABCC4 humano (NP_005836.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	O15439
Peso Proteico	150kDa
Envío	Bolsa de hielo