

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mrpl11 Para Wb, Elisa - Q9Y3B7

Número de artículo: CM0027484



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige a la proteína ribosomal mitocondrial MRPL11 (L11mt). Validado para WB y ELISA, reacciona con muestras de humano, ratón y rata. Apoya la investigación del ribosoma mitocondrial.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | MRPL11 Conejo pAb                                                                                                                  |
| Observaciones/Alias | L11MT; CGI-113; MRP-L11; MRPL11                                                                                                    |
| Especie             | Humano                                                                                                                             |
| GeneID              | 65003                                                                                                                              |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-192 del MRPL11 humano (NP_057134.1) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                             |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                           |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                          |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                |
| SWISS               | Q9Y3B7                                                                                                                             |
| Peso Proteico       | 21kDa                                                                                                                              |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                     |