


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Mrpl12 Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P52815

Número de artículo: CM0005312



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-MRPL12 de alta especificidad validado para WB, IF/ICC, IHC-P y ELISA. Detecta MRPL12 humano, de ratón y de rata, una proteína ribosómica mitocondrial implicada en la traducción y transcripción. Ideal para investigación mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo MRPL12
Observaciones/Alias	5c5-2; L12mt; MRPL7; RPML12; MRPL7/L12; MRP-L31/34
Especie	Humano
GeneID	6182 (Humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 46-198 de MRPL12 humano (NP_002940.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P52815
Peso Proteico	21 kDa
Envío	Bolsa de hielo