


Anti-Mrpl12 Pab De Conejo Para Wb - P52815

Número de artículo: CM0025591



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la MRPL12 humana, una proteína ribosomal mitocondrial implicada en la activación de la traducción y la transcripción. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Tiene reacción cruzada con ratón y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra MRPL12
Observaciones/Alias	5c5-2; L12mt; MRPL7; RPML12; MRPL7/L12; MRP-L31/34; MRPL12
Especie	Humana
GeneID (Humano)	6182
GeneID	6182
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-198 de la MRPL12 humana (NP_002940.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P52815
Peso de la proteína	21kDa
Envío	Bolsa de hielo