


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mrpl13 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Byd1

Número de artículo: CM0019641



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-MRPL13 de alta calidad, validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Se dirige a la proteína ribosómica mitocondrial L13, de 20 kDa. Ideal para la investigación de la función y la traducción mitocondriales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KD] pAb de conejo MRPL13
Observaciones/alias	MRPL13; L13; L13A; L13mt; RPL13; RPML13; proteína ribosómica mitocondrial L13
Especie	Humano
GeneID (humano)	28998
GeneID	28998
Inmunógeno	Péptido sintético dentro de los aminoácidos 70-178 de MRPL13 humano (NP_054797.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q9BYD1
Peso de la proteína	20 kDa
Envío	Bolsa de hielo