


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mrpl15 Para Wb, Elisa - Q9P015

Número de artículo: CM0019422



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo MRPL15 validado para WB y ELISA, reacciona de forma cruzada con MRPL15 humano, de ratón y de rata. Ideal para estudios del ribosoma mitocondrial y análisis de expresión proteica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MRPL15 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	MRPL15; HSPC145; L15mt; MRP-L15; MRP-L7; RPML7; proteína ribosómica mitocondrial L15
Especie	Humano
GeneID (Humano)	29088
GeneID	29088
Inmunógeno	Péptido sintético, un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 197-296 de MRPL15 humano (NP_054894.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9P015
Peso Proteico	33kDa
Envío	Bolsa de hielo