


Anticuerpo Policlonal Anti-Mrpl16 Para Wb, Elisa - Q9Nx20

Número de artículo: CM0023716



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra MRPL16 humana, una proteína ribosómica mitocondrial. Validado para aplicaciones de WB y ELISA en humanos, ratón y rata. Ideal para estudios de ribosomas mitocondriales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MRPL16 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	L16mt; uL16m; MRP-L16; PNAS-111; MRPL16
Especie	Humana
GeneID (Humana)	54948
GeneID	54948
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de MRPL16 humana (NP_060310.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humana, Ratón, Rata
SWISS	Q9NX20
Peso Molecular	28kDa
Envío	Bolsa de hielo