


Anticuerpo Policlonico Anti-Mrpl18 Para Wb, If, Elisa - Q9H0U6

Número de artículo: CM0019998



Introducción

Anticuerpo Policlonico de conejo contra MRPL18 validado para Western blot (WB), IF/ICC y ELISA. Reconoce MRPL18 humano y de ratón, una proteína ribosomal mitocondrial de 21 kDa involucrada en la importación del ARNr 5S.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MRPL18 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	L18mt; HSPC071; MRP-L18; MRPL18
Especie	Humano
GeneID	29074
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-92 de MRPL18 humano (NP_054880.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9H0U6
Peso de la Proteína	21kDa
Envío	Bolsa de hielo