


Anti-Mrpl18 Anticuerpo Policlonal De Conejo Para Wb Y Elisa - Q9Cql5

Número de artículo: CM0024328



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-Mrpl18 validado para WB y ELISA, dirigido a la proteína ribosomal mitocondrial L18 (MRP-L18). Reacciona de forma cruzada con Mrpl18 humano y de ratón, apoyando estudios de ribosomas mitocondriales e importación de ARN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Mrpl18 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	HSPC071; MRP-L18; 1010001C05Rik; Mrpl18
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	29074
ID de Gen	67681
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 42-180 del Mrpl18 de ratón (NP_080586.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9CQL5
Peso Proteico	21kDa
Envío	Bolsa de hielo