


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Mrpl21 Para Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - Q7Z2W9

Número de artículo: CM0004294



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta especificidad dirigido a MRPL21, validado para WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Ideal para estudios de traducción de proteínas mitocondriales y ribosomas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KD] Anticuerpo Monoclonal de Conejo MRPL21
Observaciones/Alias	L21mt; bL21m; MRP-L21
Especies	Humano
ID del Gen	219927
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 40-140 de MRPL21 humano (NP_852615.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q7Z2W9
Peso Molecular de la Proteína	13kDa/22kDa
Envío	Bolsa de hielo