

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mrpl21 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q7Z2W9

Número de artículo: CM0019764



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la proteína ribosómica mitocondrial humana MRPL21 (bL21m). Adecuado para WB, IHC-P, ELISA. Detecta una banda a ~22kDa. Validado para investigación en traducción mitocondrial y biología de ribosomas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MRPL21 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	MRPL21; L21mt; MRP-L21; proteína ribosómica mitocondrial L21
Especie	Humano
GeneID	219927
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 40-140 de la MRPL21 humana (NP_852615.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q7Z2W9
Peso Proteico	22kDa
Envío	Bolsa de hielo